

Действует с 16.05.22


Розничный прайс-лист на продукцию "Научно-производственного предприятия Госметр"

Система контроля качества производства весов соответствует международным стандартам, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов- средний срок службы весов составляет не менее 9-10 лет.

СИСТЕМА ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КИСЛОТ АОК

	Модель	Макс. объём перегоняемой жидкости, л	Производительность, мл/ч	Квалификация получаемых кислот	Рекомендованы к перегонке	Цена, руб. с НДС
	АОК-70	0,45	50-70	Сверхчистая кислота	Азотная, соляная, плавиковая кислоты, вода	По запросу


АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ СЕРИИ АВГ

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	Диапазон измерений влажности, %	Дискретность изменений влажности, %	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	АВГ-60	60	0,001	0,01-100	0,01	5 лет	174 990

ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ ВЛА-М

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛА-120М	52/120	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	324 990
	ВЛА-135М	135	0,00001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	359 990
	ВЛА-220М	102/220	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	359 990
	ВЛА-225М	220	0,00001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	524 990
	ВЛА-225М +ионизатор	220	0,00001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	644 990


ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ ВЛ-М

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d),г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-120М	42/120	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	244 990
	ВЛ-220М 	82/220	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	274 990





Срок поставки увеличен и составляет до 20-45 рабочих дней. Уточняйте наличие у менеджеров по телефонам 8-812-578-54-30, 578-54-90 и по электронной почте info@gosmetr.ru или info@loguslab.ru

ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИЙ ВЛА-С и ВЛА-С-О

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛА-120С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	224 990
	ВЛА-120С-О	120	0,0001	I Специальный	Самокалибровка	7 лет	244 990
	ВЛА-220С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	244 990
	ВЛА-220С-О	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	269 990
	ВЛА-320С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	264 990
	ВЛА-320С-О	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	294 990

ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИЙ ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С и ВЛ-С

 	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-64	62	0,0001	I Специальный	внешняя (50gE2)	7 лет	119 990
	ВЛ-84В	82	0,0001	I Специальный	внутренняя	7 лет	129 990
	ВЛ-84В-С	82	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	134 990
	ВЛ-124	120	0,0001	I Специальный	внешняя (100gE2)	7 лет	129 990
	ВЛ-124В	120	0,0001	I Специальный	внутренняя	7 лет	139 990
	ВЛ-124В-С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	144 990
	ВЛ-224	220	0,0001	I Специальный	внешняя (200gE2)	7 лет	139 990
	ВЛ-224В	220	0,0001	I Специальный	внутренняя	7 лет	149 990
	ВЛ-224В-С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	154 990
	ВЛ-324	320	0,0001	I Специальный	внешняя (200gE2)	7 лет	149 990
	ВЛ-324В	320	0,0001	I Специальный	внутренняя	7 лет	159 990
	ВЛ-324В-С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	164 990
	ВЛ-120С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	174 990
	ВЛ-220С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	194 990
	ВЛ-320С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	214 990

ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛТЭ и ВЛТЭ-С

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150	150	0,001	II Высокий	внешняя (100гF1)	7 лет	42 490
ВЛТЭ-210	210	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	49 990
ВЛТЭ-310	310	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	57 490
ВЛТЭ-410	410	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	64 990
ВЛТЭ-510	510	0,01	II Высокий	внешняя (500гF2)	7 лет	37 490
ВЛТЭ-210/510	210/510	0,001/0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	57 490
ВЛТЭ-1100	1100	0,01	II Высокий	внешняя (1кгF2)	7 лет	42 490
ВЛТЭ-2100	2100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	49 990
ВЛТЭ-3100	3100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	57 490
ВЛТЭ-4100	4100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	64 990
ВЛТЭ-5100	5100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	37 490
ВЛТЭ-2100/5100	2100/5100	0,01/0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	57 490
ВЛТЭ-6100	6100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	7 лет	39 990
ВЛТЭ-8100	8100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	7 лет	42 490
ВЛТЭ-150С	150	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	52 490
ВЛТЭ-210С	210	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	59 990
ВЛТЭ-310С	310	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	67 490
ВЛТЭ-410С	410	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	74 990
ВЛТЭ-510С	510	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	47 490
ВЛТЭ-210/510С	210/510	0,001/0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	67 490
ВЛТЭ-1100С	1100	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	52 490
ВЛТЭ-2100С	2100	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	59 990
ВЛТЭ-3100С	3100	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	67 490
ВЛТЭ-4100С	4100	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	74 990
ВЛТЭ-5100С	5100	0,1	II Высокий	самокалибровка	7 лет	47 490
ВЛТЭ-2100/5100С	2100/5100	0,01/0,1	II Высокий	самокалибровка	7 лет	67 490
ВЛТЭ-6100С	6100	0,1	II Высокий	самокалибровка	7 лет	49 990



ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛЭ-С

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛЭ-223С	220	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	107 490
ВЛЭ-423С	420	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	117 490
ВЛЭ-623С	620	0,001	II Высокий	самокалибровка	7 лет	129 990
ВЛЭ-623С1	620	0,001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	137 490
ВЛЭ-823С1	820	0,001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	144 990
ВЛЭ-1023С1	1020	0,001	I Специальный	самокалибровка	7 лет	по запросу
ВЛЭ-822С	820	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	107 490
ВЛЭ-2202С	2200	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	117 490
ВЛЭ-4202С	4200	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	129 990
ВЛЭ-6202С	6200	0,01	II Высокий	самокалибровка	7 лет	144 990
ВЛЭ-6202С1	6200	0,01	I Специальный	самокалибровка	7 лет	152 490
ВЛЭ-8201С	8200	0,1	II Высокий	самокалибровка	7 лет	124 990




ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИЙ ВЛТЭ-П-В и ВЛТЭ-Т


Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150П-В	150	0,005/(0,002)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	37 490
ВЛТЭ-210П-В	210	0,005/(0,002)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	42 490
ВЛТЭ-310П-В	310	0,005/(0,002)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	47 490
ВЛТЭ-410П-В	410	0,005/(0,002)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	52 490
ВЛТЭ-510П-В	510	0,05/(0,02)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	32 490
ВЛТЭ-1100П-В	1100	0,05/(0,02)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	37 490
ВЛТЭ-2100П-В	2100	0,05/(0,02)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	42 490
ВЛТЭ-3100П-В	3100	0,05/(0,02)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	47 490
ВЛТЭ-4100П-В	4100	0,05/(0,02)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	52 490
ВЛТЭ-5100П-В	5100	0,5/(0,2)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	34 990
ВЛТЭ-6100П-В	6100	0,5/(0,2)*	II Высокий	внутренняя	7 лет	37 490
ВЛТЭ-150Т	150	0,01	II Высокий	внешняя (100гF1)	7 лет	24 990
ВЛТЭ-210Т	210	0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	27 490
ВЛТЭ-310Т	310	0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	29 990
ВЛТЭ-410Т	410	0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	7 лет	34 990
ВЛТЭ-510Т	510	0,1	II Высокий	внешняя (500гF2)	7 лет	24 990
ВЛТЭ-1100Т	1100	0,1	II Высокий	внешняя (1кгF2)	7 лет	24 990
ВЛТЭ-2100Т	2100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	27 490
ВЛТЭ-3100Т	3100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	29 990
ВЛТЭ-4100Т	4100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	34 990
ВЛТЭ-5100Т	5100	1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	7 лет	24 990
ВЛТЭ-6100Т	6100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	7 лет	27 490
ВЛТЭ-8100Т	8100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	7 лет	29 990

* Для весов с индексом П-В в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПВ и ВПВ-С

	Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВПВ-12	12	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	7 лет	69 990
	ВПВ-22	22	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	92 490
	ВПВ-32	32	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	114 990
	ВПВ-52	52	1	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	7 лет	92 490
	ВПВ-101	101	1	II Высокий	350×320	внешняя (40кгF2)	7 лет	114 990
	ВПВ-12С	12	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	7 лет	92 490
	ВПВ-22С	22	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	7 лет	114 990
	ВПВ-32С	32	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	7 лет	137 490
	ВПВ-52С	52	1	II Высокий	350×320	самокалибровка	7 лет	114 990

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИЙ ВПП и ВПТ

	Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВПП-12	12	0,5/(0,2)*	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	7 лет	54 990
	ВПП-22	22	0,5/(0,2)*	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	67 490
	ВПП-32	32	0,5/(0,2)*	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	79 990
	ВПП-52	52	5/(2)*	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	7 лет	67 490
	ВПП-101	101	5/(2)*	II Высокий	350×320	внешняя (40кгF2)	7 лет	79 990
	ВПТ-12	12	1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	7 лет	49 990
	ВПТ-22	22	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	59 990
	ВПТ-32	32	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	7 лет	69 990
	ВПТ-52	52	10	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	7 лет	59 990
	ВПТ-101	101	10	II Высокий	350×320	внешняя (40кгF2)	7 лет	69 990

* Для весов ВПП-12, ВПП-22, ВПП-52 и ВПП-101 в скобках указана дискретность при применении по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПС

	Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Защита от пыли и влаги (IP)	Размер платформы, мм	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВПС-8/15	8/15	1/2	III Средний	54	350×320	7 лет	42 490
	ВПС-15/30	15/30	2/5	III Средний	54	350×320	7 лет	42 490
	ВПС-30/60	30/60	5/10	III Средний	54	350×320	7 лет	42 490
	ВПС-60/100	60/100	10/20	III Средний	54	350×320	7 лет	49 990

В указанные цены на весы входит стоимость первичной поверки

Указанные в таблицах гири для калибровки весов, заказываются отдельно и в стоимость весов не включены. С номенклатурой и стоимостью прецизионных гирь, предлагаемых нашим предприятием, Вы можете ознакомиться на сайте завода или нашего генерального дистрибьютора ООО «ПТГ Логус».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВЕСАМ

Наименование	Цена, руб. с НДС
Набор для определения плотности SMK-401 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С)	57 490
Набор для определения плотности SMK-601 (совместим с весами ВЛА-С, ВЛА-С-О, ВЛА-М)	57 490
Набор для определения плотности SMK-501 (совместим с весами ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С)	57 490
Набор для определения плотности SMK-101(совместим с весами от ВЛЭ-2202С до ВЛЭ-8201С) /SMK-102 (совместим с весами от ВЛЭ-423С до ВЛЭ-1023С1)	144 990
Принтер EP-110 (встроенный дисплей, функция статистики) (совместим с со всеми весами и анализатором влажности Госметр)	69 990
Принтер EP-105 (встроенный дисплей) (совместим с со всеми весами и анализатором влажности Госметр)	62 490
Принтер EP-100 (совместим с анализатором влажности АВГ-60 и весами ВЛА-М, ВЛА-С-О, ВЛА-С, ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	57 490
Внешняя клавиатура ПВК-1 (совместима с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	42 490
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1 (совместим с весами ВЛЭ-С)	по запросу
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-2 (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС)	17 490
Адаптер RS-232 (совместим с весами ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ)	3 990
Адаптер USB (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	3 990
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВЛА-М, ВЛА-С-О, ВЛА-С, ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С, ВПВ-С, ВЛТЭ-С (от1100С и выше))	19 990
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС, ВЛТЭ-С (до 510С включительно), ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В и ВЛТЭ-Т)	5 990
Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В, ВЛТЭ-Т)	1 990
Стеклянная ветрозащитная витрина (совместима с весами ВЛТЭ-П-В и ВЛТЭ-Т (до 510 включительно))	4 990
Высокая стеклянная ветрозащитная витрина (совместима с весами ВЛЭ-С)	34 990
Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПТ, ВПС)	13 990
Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP	114 990