


действует с 09.01.2020

Розничный прайс-лист на продукцию "Научно-производственного предприятия Госметр"

Система контроля качества производства весов соответствует международным стандартам, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов - средний срок службы весов составляет не менее 7-10 лет.

АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ СЕРИИ АВГ

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	Диапазон измерений влажности, %	Дискретность изменений влажности, %	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	АВГ-60	60	0,001	0,01-100	0,01	5 лет	119 990


ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ ВЛА-М

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛА-120М	52/120	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	249 990
	ВЛА-135М	135	0,00001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	274 990
	ВЛА-220М	102/220	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	274 990
	ВЛА-225М	220	0,00001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	419 990
	ВЛА-225М +ионизатор	220	0,00001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	499 990



ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ ВЛ-М

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-120М	42/120	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	179 990
	ВЛ-220М	82/220	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	199 990

ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИЙ ВЛА-С и ВЛА-С-О

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛА-120С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	174 990
	ВЛА-120С-О	120	0,0001	I Специальный	Самокалибровка	5 лет	189 990
	ВЛА-220С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	189 990
	ВЛА-220С-О	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	209 990
	ВЛА-320С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	204 990
	ВЛА-320С-О	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	229 990

ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИЙ ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С и ВЛ-С

 	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-64	62	0,0001	I Специальный	внешняя (50gE2)	5 лет	84 990
	ВЛ-84В	82	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	94 990
	ВЛ-84В-С	82	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	99 990
	ВЛ-124	120	0,0001	I Специальный	внешняя (100gE2)	5 лет	94 990
	ВЛ-124В	120	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	104 990
	ВЛ-124В-С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	109 990
	ВЛ-224	220	0,0001	I Специальный	внешняя (200gE2)	5 лет	104 990
	ВЛ-224В	220	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	114 990
	ВЛ-224В-С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	119 990
	ВЛ-324	320	0,0001	I Специальный	внешняя (200gE2)	5 лет	114 990
	ВЛ-324В	320	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	124 990
	ВЛ-324В-С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	129 990
	ВЛ-120С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	134 990
	ВЛ-220С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	144 990
ВЛ-320С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	154 990	

ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛТЭ и ВЛТЭ-С

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150	150	0,001	II Высокий	внешняя (100гF1)	5 лет	32 490
ВЛТЭ-210	210	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	34 990
ВЛТЭ-310	310	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	37 490
ВЛТЭ-410	410	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	44 990
ВЛТЭ-510	510	0,01	II Высокий	внешняя (500гF2)	5 лет	29 990
ВЛТЭ-210/510	210/510	0,001/0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	37 490
ВЛТЭ-1100	1100	0,01	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	32 490
ВЛТЭ-2100	2100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	34 990
ВЛТЭ-2200	2200	0,05	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	27 990
ВЛТЭ-3100	3100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	37 490
ВЛТЭ-4100	4100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	44 990
ВЛТЭ-5100	5100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	29 990
ВЛТЭ-2100/5100	2100/5100	0,01/0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	37 490
ВЛТЭ-6100	6100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	32 490
ВЛТЭ-8100	8100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	34 990
ВЛТЭ-150С	150	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	39 990
ВЛТЭ-210С	210	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	42 490
ВЛТЭ-310С	310	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	44 990
ВЛТЭ-410С	410	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	52 490
ВЛТЭ-510С	510	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	37 490
ВЛТЭ-210/510С	210/510	0,001/0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	44 990
ВЛТЭ-1100С	1100	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	39 990
ВЛТЭ-2100С	2100	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	42 490
ВЛТЭ-3100С	3100	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	44 990
ВЛТЭ-4100С	4100	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	52 490
ВЛТЭ-5100С	5100	0,1	II Высокий	самокалибровка	5 лет	37 490
ВЛТЭ-2100/5100С	2100/5100	0,01/0,1	II Высокий	самокалибровка	5 лет	44 990
ВЛТЭ-6100С	6100	0,1	II Высокий	самокалибровка	5 лет	39 990



ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛЭ-С


Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛЭ-223С	220	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	82 490
ВЛЭ-423С	420	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	89 990
ВЛЭ-623С	620	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	99 990
ВЛЭ-623С1	620	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	102 490
ВЛЭ-823С1	820	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	104 990
ВЛЭ-1023С1	1020	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	109 990
ВЛЭ-822С	820	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	82 490
ВЛЭ-2202С	2200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	84 990
ВЛЭ-4202С	4200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	94 990
ВЛЭ-6202С	6200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	109 990
ВЛЭ-6202С1	6200	0,01	I Специальный	самокалибровка	5 лет	112 490
ВЛЭ-8201С	8200	0,1	II Высокий	самокалибровка	5 лет	89 990

ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛТЭ-Т



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150Т(В)	150	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	22 490
ВЛТЭ-210Т(В)	210	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	24 990
ВЛТЭ-310Т(В)	310	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	27 490
ВЛТЭ-510Т(В)	510	0,1	II Высокий	внутренняя	5 лет	19 990
ВЛТЭ-1100Т	1100	0,1	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	17 490
ВЛТЭ-2100Т	2100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	19 990
ВЛТЭ-3100Т	3100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	22 490
ВЛТЭ-4100Т	4100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	27 490
ВЛТЭ-5100Т	5100	1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	17 490
ВЛТЭ-6100Т	6100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	19 990
ВЛТЭ-8100Т	8100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	22 490

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПВ и ВПВ-С



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВПВ-12	12	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	5 лет	49 990
ВПВ-22	22	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	5 лет	64 990
ВПВ-32	32	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	5 лет	79 990
ВПВ-52	52	1	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	5 лет	64 990
ВПВ-12С	12	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	5 лет	69 990
ВПВ-22С	22	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	5 лет	84 990
ВПВ-32С	32	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	5 лет	99 990

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВПТ-12	12	1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	5 лет	32 490
ВПТ-22	22	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	5 лет	39 990
ВПТ-32	32	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	5 лет	47 490
ВПТ-52	52	10	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	5 лет	39 990

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПС

	Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Защита от пыли и влаги (IP)	Размер платформы, мм	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВПС-15	15	2	III Средний	54	350×320	5 лет	27 490
	ВПС-30	30	5	III Средний	54	350×320	5 лет	27 490
	ВПС-60	60	20	III Средний	54	350×320	5 лет	27 490

В указанные цены на весы входит стоимость первичной поверки.

Указанные в таблицах гири для калибровки весов, заказываются отдельно и в стоимость весов не включены. С номенклатурой и стоимостью прецизионных гирь, предлагаемых нашим предприятием, Вы можете ознакомиться на сайте завода или нашего генерального дистрибьютора ООО «ПТГ Логус».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВЕСАМ

Наименование	Цена, руб. с НДС
Набор для определения плотности SMK-401 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С)	39 990
Набор для определения плотности SMK-601 (совместим с весами ВЛА-С, ВЛА-С-О, ВЛА-М)	39 990
Набор для определения плотности SMK-101/SMK-102 (совместим с весами ВЛЭ-С)	67 490
Принтер EP-100/EP-110 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	39 990
Внешняя клавиатура ПВК-1 (совместима с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	29 990
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	29 990
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-2 (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПТ, ВПС)	11 990
Интерфейс RS-232 (совместим с весами ВЛ-В, ВЛ)	1 990
Интерфейс USB (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	1 990
Интерфейс RS-232 (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ, ВЛТЭ-Т)	990
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	12 490
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВПВ, ВПТ, ВПС, ВЛТЭ-С, ВЛТЭ и ВЛТЭ-Т)	3 990
Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ)	490
Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP	79 990